

Bruksanvisning Attainment GoTalk One™



Ett meddelande på högst 10 sekunder. GoTalk One kan användas för personliga, intalade meddelanden, AKK, kognitivt minnesstöd, mm.

• GoTalk One kan förses med foto/bild i formatet 48 x 83 mm. Storleken är 60 x 132 x 9 mm. Vikten är c:a 45 gram. Den kan bäras i ficka etc. Grönt plasthölje.

Använda GoTalk One

Dra ut kortsidans ovan del. Sätt i en bild, max-format är 48 x 38 mm, som hör ihop med det som ska sägas. Följ sedan anvisningarna för att att spela in och läsa upp meddelandet.

Spela in ett meddelande

1. Skjut **REC/PLAY** knappen (finns på undersidan) till läge **REC** för att spela in ditt meddelande.
2. Tryck på och håll nere knappen på framsidan. Tala in meddelandet i mikrofonen (**MIC**). Prata på ett avstånd på c:a 10 cm. Släpp knappen när du är klar.
3. Under inspelningen, kommer lysdioden (LED) att lysa så länge det finns inspelningstid, dvs högst **10 sekunder**.
4. Skjut **REC/PLAY** knappen (finns på undersidan) till läge **PLAY** för att avsluta inspelningen.

Spela upp ett meddelande

Tryck på och släpp knappen på framsidan och meddelandet läses upp.

Ersätta ett meddelande

Följ anvisningarna för "Spela in ett meddelande", ovan!

Ta bort ett meddelande

I läge **REC**, tryck kort på knappen på framsidan. Meddelandet är nu borttaget.

Installera/byta batterierna

När ljudet inte låter bra vid uppläsningen är detta ett tecken på att batterierna behöver bytas.

För att byta batterierna, lossar du skruven och drar ut luckan på undersidan och tar bort de gamla batterierna.

Sätt i 2 nya AG13 silveroxid-batterier*) med **plus**-sidorna riktade **uppåt**.

Du skall alltid byta båda batterierna vid samma tillfälle!

*) De här batterierna går ofta under benämningen "klockbatterier"/ knappceller. Lämpliga silveroxidbatterier är typerna (varje fabrikant har ofta sitt egna typbeteckningar): SR44, AG13, D357, SP357, V357, 357, B-SR44H, SB-B9 m fl.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.

Rehabmodul AB

För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

