

OBS! Till skillnad från många andra produkter som Rehabmodul AB säljer, pratar inte denna Larmklocka! Den anger istället larmtiderna med pipljud eller vibratorsignal.



Stor som en vanlig lädsticksask och med clips för fastsättning i bälte, byxa, linning etc.

Skärm

Mode knapp

Enter knapp

Alarm knapp
V=Vibration
O=Av
B=Pipljud

Skärmlyse
Tryck en gång och skärmen lyser i 12 sekunder

För att lämna **Timer** och **Meeting Timer** Set modert - tryck på dessa tangenter samtidigt och sedan på **Mode** knappen för att lämna.

OBS! Det finns ingen huvudströmbrytare!

Larmklockan Invisible Clock II

Enkel användning är larmmarkering vid upp till 12 tidpunkter under ett dygn. Detta är också den huvudsakliga användningen. Det finns fler funktioner - men för många är nog dessa av mindre intresse.

(De finns kortfattat beskrivna under AVANCERAD ANVÄNDNING. Se främst engelska manualen!)

Larmklockan har 7 arbetssätt (modes) som väljs med **Mode** knappen:

1. Vibration och pipljud inställning (VIB & BEEP).
 - Ställ in vibrationsstyrkan i ett av 3 lägen: 1 = låg 2 = medium 3 = hög
 - Ställ in pipljudstyrkan i ett av 3 lägen: 1 = låg 2 = medium 3 = hög
 - Ställ in antal pipljud i ett av 6 lägen.
2. Tids- och datuminställning (TIME & DATE). För inställning av tid och datum.
3. Timerinställning (TIMER SET). För inställning enkel tidnedräkning eller för upprepad tidnedräkning.
4. 12 larmtider (ALARMS SET). För inställning av upp till 12 olika larmtider per dygn. De larmtider som ställs in här, kommer att verkställas oavsett vilken annan mode som larmklockan är inställd på.
5. Mötestimer (MEET TIMER). För inställning av tidpunkter för t ex möten, avgångar etc inom 10 till 120 minuter. När halva tiden gått och när 5 minuter återstår vibrerar larmklockan samt när tiden är inne.
6. Anpassad timer (CUSTOM TMR). För inställning av valfri nedräkning inom 60 minuter och programmera upp till 6 olika tidpunkter för larm inom maxtiden. Det går också att ställa in repetering samt att uppräkninng görs efter att nedräkningen är klar.
7. Tidtagarur (STOP-WATCH). För att ta tid vid valfria tillfällen.

Skydd mot oavsiktlig ändring/radering av inställningar - skyddet aktiveras automatiskt.

1. Skyddet aktiveras automatiskt för inställningar gjorda för TIMER, MEETING TIMER och CUSTOM TIMER. Tryckningar på knapparna ger alltså ingen påverkan på inställningarna när skyddet är aktivt.
 - För TIMER och MEETING TIMER tas skyddet bort genom att samtidigt trycka på de båda mittknapparna (grön och blå) och sedan trycka på den röda Mode knappen.
 - För CUSTOM TIMER tas skyddet bort genom att samtidigt trycka på de båda mittknapparna (grön och blå) under 2 sekunder.
2. Aktivera/avaktivera skyddet för larmtiderna - Välj ALARMS SET med **Mode** knappen och tryck sedan på **Enter** knappen under 3 sekunder.

ENKEL ANVÄNDNING

- Börja med att installera batteriet. Det ska vara ett 1,5 volt alkaline batteri (LR03 eller AAA) och detta sätts in i batterifacket (under luckan) på apparatens undersida.

Ställa in vibratorstyrka och pip ljud

Ställa in vibratorstyrka, pip ljudstyrka och antal pip.

Vid leveransen är följande inställningar gjorda: Vibration = 3 Pip ljudstyrka = 3 Antal pip ljud = 3



- | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Välj VIB & BEEP med Mode knapp | Välj inställning med Enter knapp | Välj vibration med Set knapp | Välj pip ljud med Enter knapp | Välj pip ljudstyrka med Set knapp | Välj pipantal med Enter knapp | Välj antal pip med Set knapp | Tryck på Mode knapp för att lagra |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|

Typ av larmsignal som ska användas - eller avstängt - väljs med Alarm knappen till höger om skärmen.

Ställa in tid och datum

- Håll **Set** knappen intryckt för att snabbt stega fram.

Larmklockan kan justera automatiskt mellan sommar/vintertid - funktionen bör dock vara AV - se nedan!

OBS! Håll reda på **am** resp. **pm**. Detta är en 12 timmars klocka. **am** = kl. 00 - 12 och **pm** = 12 - 24

OBS! Visas på skärmen: Månad - datum, t ex 3 - 26 (dvs 26 mars)



- | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Välj TIME & DATE med Mode knapp | Tryck 2 ggr Enter knapp tim blinkar | Välj timme med Set knapp | Välj minutläge med Enter knapp | Välj minuter med Set knapp | Välj månad med Enter knapp | Välj aktuell månad med Set knapp | Välj datum med Enter knapp |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|



- | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|
| Välj aktuellt datum med Set knapp | Välj år med Enter knapp | Välj aktuellt år med Set knapp | OBS! Om rätt årtal redan visas - tryck inte! Årtal finns från 2003 till 2040! | Håll Enter knapp 3 sek för på/av som/vintertid | Välj på/av med Set knapp | PÅ= on AV= T? Välj A V! Funktion som inte stämmer i Europa! | Tryck på Mode knapp 2 ggr för att lagra |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|

Felsökning och förslag på åtgärder

- Valda delar från engelska bruksanvisningen.

- Apparaten verkar ha låst sig i timerläget. Tryck kort (1 sek) samtidigt på de båda mittersta knapparna tills skärmen börjar blinka. Tryck sedan på **Mode** knappen.

- Vibratorstyrkan är inte tillräcklig. Sätt om möjligt till ett starkare läge (se ovan).

- Det går inte att komma in i larmläget. Håll **Enter** knappen intryckt under 3 sek för att avaktivera skyddet och komma in i larmläget.

- Vibratorn går för länge i larm-och timerläget. Vibrationstiden i dessa moder är 20 sek. För att stoppa vibratorn - tryck på valfri knapp. **OBS!** I larmläget medför ett tryck på **Lite** knappen att vibratorn slutar gå men också att en "SNOOZE" funktion aktiveras. Efter 5 min görs ett larm igen.

- En pulserande vibration är normal i läge 1 (låg) och 2 (medium).

- Tecken på dåligt batteri är att skärmbelysningen blir svag och framförallt att vibratorn/pipsignalen har låg styrka. Innan batteribyte görs - se till att ha ett nytt batteri - ett 1,5 volt alkaline batteri (LR03 eller AAA) - tillgängligt.

- Ta ur gamla batteriet ur batterifacket (under luckan) på apparatens undersida och sätt ditt nya batteriet. **OBS!** Du har flera minuter på dig för att göra det här, eftersom gjorda inställningar sparas under denna tid. Har det inte tagit för lång tid, så finns inställningarna kvar och behöver inte göras om.

Ställa in och använda upp till 12 larmtider per dygn

- Håll **Enter** knappen intryckt under 3 sek för att avaktivera skyddet och komma in i larmläget.
- Håll **Set** knappen intryckt för att snabbt stega fram.

OBS! Håll reda på **am** resp. **pm**. Detta är en 12 timmars klocka. **am** = kl. 00 - 12 och **pm** = 12 - 24

	Aktuell tid	Inställd larmtid	Larmnummer			
Välj ALARMS SET med Mode knapp	Håll Enter knapp nere 3 sek	Välj minuter med Set knapp	Välj tim-läge med Enter knapp	Välj timme med Set knapp	Lagra denna larmtid med Mode knapp	Välj nytt larmnummer med Enter knapp

• Fortsätt från bild 3 med nya larmtider!
eller
• Tryck på **Mode** knapp för att sluta lagra.

Radera ett befintligt larm

- Avaktivera skyddet med **Enter** knappen (3 sek) - Välj ALARMS SET med **Mode** knappen - Välj det larmnummer som ska raderas med **Enter** knappen - Tryck sedan samtidigt på knapparna **Enter** och **Set** - Tryck sedan på **Mode** knappen för att lämna denna mode.

Ändra ett befintligt larm

- Avaktivera skyddet med **Enter** knappen (3 sek) - Välj ALARMS SET med **Mode** knappen - Välj det larmnummer som ska ändras med **Enter** knappen - Tryck sedan på **SET** knappen för att välja minuter - Tryck sedan på **Enter** knappen för att välja tim-läget - Tryck sedan på **Set** knappen för att välja timme - Tryck sedan på **Mode** knappen för att lagra och lämna denna mode.

Kontrollera eller göra flera larminställningar i följd

- Avaktivera skyddet med **Enter** knappen (3 sek) - Välj ALARMS SET med **Mode** knappen - Scrolla igenom inställda larm med **Enter** knappen. För att lägga in nya larmtider - Välj ett tomt larmnummer och fortsätt sedan från bild 3, ovan!

Så här fungerar det sedan..

- Inlagrade larmtider organiseras per automatik i larmnummerordningen, beroende på tiden under dygnet. Dvs, ALARM01 följs av ALARM02 osv.
- Oavsett hur Larmklockan i övrigt används, kommer larmfunktionen alltid vara aktiv - vibrera/pipa - under förutsättning att Alarm-knappen på sidan, till höger om skärmen inte är i läge O = AV.
- Vibrationstiden är 20 sek. För att stoppa vibratorn - tryck på valfri knapp. Om **Lite** knappen trycks in, kommer vibratorn/pipludet att sluta men också att en "SNOOZE" funktion aktiveras. Efter 5 min görs ett larm en gång till. Detta görs dock bara en gång för det aktuella larmet.

Använda tidtagaruret

- Tidtagaruret, STOP-WATCH, kan användas utan att vara "synligt" hela tiden. Den fortsätter att ta tiden, tills den stängs av.

Välj STOP-WATCH med Mode knapp	Aktivera inställn. med Enter knapp	Starta tidtagningen med Set knapp	Stoppa tidtagningen med Set knapp	Nollställ med Enter knapp (Avstängd)	Under tidtagning - tryck på Enter knapp för att frysa skärmen - tidtagning fortgår	Tryck på Enter knapp för att fortsätta

AVANCERAD ANVÄNDNING

- Valda delar från engelska bruksanvisningen. Se denna för detaljer!

OBS! Avaktivera först skyddet mot oavsiktliga ändringar av inställningar - se sidan 1!

Timer

- Timer, som kan ställas in för nedräkning (3 sek - 999 tim.) en gång eller för att repetera om och om igen. Senast gjorda timerinställning sparas och kan användas igen med att trycka på **Mode** knappen.

Radera genom att samtidigt trycka på **Enter** och **Set** knapparna och sedan **Set** knappen.

Anpassad timer

- Anpassad timer, CUSTOM TIMER, för nedräkning (3 sek - 60 min) en gång eller för att repetera om och om igen- även uppräknig. Lägga in unika larmsignaler för max 6 larmpunkter. Begränsningar finns.

- Se engelska bruksanvisningen för detaljer om repetering, uppräknig, mm (STEP 3), kontroll av programmering mm.
- Avsluta programmeringen med **Mode** knappen (STEP 4).
- Starta nedräkningen med **Enter** och sedan **Mode** knappen.
- Stoppa nedräkningen och lämna denna mode med att samtidigt trycka kort på **Enter** och **Set** knapparna.

Mötetimer

- Mötetimer (MEETING TIMER). För inställning av tidpunkter för t ex möten, avgångar etc inom 10 till 120 minuter. När halva tiden gått och när 5 minuter återstår vibrerar larmklockan samt när tiden är inne.

- Se engelska bruksanvisningen för detaljer!