

## Bruksanvisning

# Attainment Pocket Timer

Pocket Timer är ett tidur i fickformat och är mycket enkelt att använda och passar alla brukare - i alla åldrar - för minnesstöd och träning på ett enkelt sätt! Sifferstorleken är c:a 9 mm. Max 99 minuter och 59 sekunder. Magnet på baksidan. Pipsignal - ej tal.



### • Räkna ned - ställa alarmtiden

1. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) knappen **M** tills önskade minuter visas.
2. Tryck upprepade gånger på (eller håll intryckt) knappen **S** tills önskade sekunder visas.
3. För att nollställa - tryck på både **M** och **S** för att ta bort inställningen.
4. Tryck på **START/STOP** för att börja nedräkningen. Stoppa och sätta igång igen görs med **START/STOP**.
5. När minuter och sekunder visar 0 hörs pipsignalen. Pipsignalen stängs av med **START/STOP** eller upphör automatiskt efter c:a 30 sekunder

### • Räkna upp - tidtagning

1. Tryck på både **M** och **S** för att först nollställa.
2. Tryck på **START/STOP** för att börja uppräknigen. Högst 99 minuter och 59 sekunder.

### • Byta batteri

Vid leverans ingår 1 st LR44. När siffrorna blir svaga och/eller larmet inte hörs så bra är det dags att byta batteri. För att byta batteri - skjut och ta bort batterifackets lucka, på baksidan. Ta bort det gamla batteriet. Sätt in 1 nytt LR44 (eller SR44 silveroxid) batteri, med pluspolen riktad uppåt. När batteriet är på plats ska siffrorna synas på skärmen. Om inte - är batteriet felaktigt isatt eller i dålig kondition.



Pocket Timer kan bäras om halsen med en halsrem för mobiltelefoner - neckstrap (medföljer inte). Det kan vara lite "pillrigt" att få dit snodden. Det underlättar dock om man lossar lite på skruvarna på baksidan

#### *Avfallshantering*

*Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.*

