

Rehabmodul AB Snabbguide Simply Works

©: Rehabmodul AB, 09/2015

Astrakängatan 151 • 165 52 Hässelby • Tel: 08-583 588 90 • www.rehabmodul.se

- Sändare
- Kontaktsändare 125
- Mottagare Enkel

Brukarstöd: support@rehabmodul.se

Trådlös styrning av batteridrivna leksaker, olika klenspännings- apparater, mm

CE certifierade enl. direktiv
89/336/EEC. 2 års garanti
för produktfel.

**Simply Works produkterna
har inga delar som kan
repareras av användaren.
Vid problem/ fel kontakta
Rehabmodul AB.**

Sändare

Artikelnummer 6511.

1-kanals sändare som fungerar som länk
mellan en valfri trådad manöverkontakt
(säljs separat) och en Simply Works
MOTTAGARE. Format 92x67x21 mm.
Vikt c:a 90 g. Batterier 2xLR03/AAA
medföljer.



Sätt i batterier

- Vänd mottagaren upp och ner och ta bort batteriluckan.
- Sätt i 2 st LR03 alkaline-batterier i batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.
- Det finns ingen huvudström-brytare.
- *Gå vidare till Mottagare Enkel!*

Kontaktsändare 125

Artikelnummer 4311.

En stor (diam. 120 mm) manöverkontakt
och låg profil (29 mm) med inbyggd 1-
kanalssändare. Liten tryckkraft behövs.
Vikt ca 150 g. Batterier 2xLR03/AAA
medföljer.



Sätt i batterier

- Vänd K 125 upp och ner och ta bort batteriluckan. (Skruvmejsel behövs.)
- Sätt i 2 st LR03 alkaline-batterier i batterifacket. Sätt tillbaka luckan och skruven.
- Det finns ingen huvudström-brytare.
- *Gå vidare till Mottagare Enkel!*

Mottagare Enkel

Artikelnummer 4312.

1-kanals mottagare för bl a batteri-
drivna leksaker. Slutande reläutgång,
max 1 A/30 V. Kan användas med valfria
Simply Works sändare. Litet format
92x67x21 mm, så att den kan fästas på
leksaker. Vikt c:a 90 gram. Batterier
2xLR03/AAA medföljer.



Sätt i batterier

- Vänd mottagaren upp och ner och ta bort batteriluckan.
- Stoppa i 2 st LR03 alkaline-batterier i batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.
- Det finns ingen huvudström-brytare.
- *Gå nu vidare till Anpassning (Pair).*

Anpassning (Pair)

Innan mottagaren kan användas,
måste den anpassas (Pair) till den
sändande enheten, här *Sändare*
eller *Kontaktsändare 125* (K 125).

- 1 Lägg *Sändare/K 125* bredvid Mottagare Enkel.
 - 2 Tryck kort på *Pair*-knappen på mottagarens framsida. Lysdioden blinkar.
 - 3 I nom 10 sek. - tryck kort på *Pair*-knappen - framsidan på *Sändare* resp. undersidan på *K 125*.
 - 4 Efter en kort stund ska lysdioden lysa med fast sken
- **Anpassningen är klar!**

Du behöver inte välja något med Mode-knappen, när du använder Mottagare Enkel tillsammans med t ex en batteridrivna leksak.

Anslut mottagaren till t ex en leksak med den medföljande kabeln. Testa genom att trycka på en manöverkontakt ansluten till INPUT på *Sändare* resp. direkt på *K 125*.

Lite mer om anpassning

Anpassning (PAIR) mellan mottagare och sändare görs med ett system av unika adresser, för att förhindra påverkan av störningar. Sändaren skickar en adresserad signal och mottagare reagerar endast på den signalen.

För korrekt funktion, måste sändare och mottagarkanal ha samma adress. Adressen finns kvar även efter ström-bortfall. Proceduren är automatiserad.

Om lysdioden slutar blinka utan att ha lyst med fast sken, ska proceduren upprepas från punkt 2. Om det fortfarande inte fungerar - Se avsnittet: **Felsökning!**

Göra om hela anpassningen (Pair)
Om det finns orsak att göra om anpassningen, ska PAIR-knappen hållas intryckt c:a 3 sek., tills lysdioden blinkar snabbt.

Felsökning

Om det inte fungerar - följ guiden för att lokalisera och åtgärda felet. Kvarstår felet, kontakta Rehabmodul, innan retur görs.

Inget händer - lysdioden slocknar inte
- Enheterna är inte anpassade. Gör anpassning enligt proceduren i **Anpassning**.

Inget händer - lysdioden lyser inte
- Enheterna är inte korrekt anpassade. Gör anpassning enl. proceduren i **Anpassning**.

Opålitlig eller sporadisk funktion
- Batteriernas i sändaren är dåliga. Byt batterier!
- Placera mottagaren bort från metallföremål och inom synligt område.
- Utom räckvidd. Placera sändaren närmare mottagaren.

Enheterna går inte att anpassa - lysdioden släcks efter 30 sek och inget händer
- Batteriernas i sändaren är dåliga. Byt batterier!
- Se till enheterna inte är längre ifrån varandra än 1 meter vid anpassningen.

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.