

Digital klocka Nordic

Modell: TalkTech YL-647ML

O Artnr 3840

Storlek: 47x33x14 mm

Sifferstorlek: ca 6 mm

Vikt: 32 gram

Batteri: 1 st CR2032 (Lithium)

1) Starta uret

Uret levereras avstängt. Håll uret emot dig. På klockhusets vänstra sida finns en knapp (se bild), talknappen "TALKING". Håll den intryckt i 5 sek. så startar uret med ett pipjud.

2) Stänga av uret

Håll ned knappen "TALKING" i 5 sek. tills displayen slocknar och uret tystnar.

3) Språk

Förinställt är svenska.

Se vidare punkt 5, om du vill ha ett annat språk!

4) Ställa in tid

Håll uret emot dig. På verkets högra sida finns två knappar för inställning av tid, en för



Tryck på Talknappen för att läsa ut!

timmar "HOUR" och en för minuter "MINUTE". Du ställer uret genom att samtidigt hålla "SWITCH" intryckt och stega dig fram till önskad tid eller genom att hålla vald knapp intryckt och "bläddra" tiden.

5) Välja annat språk

Efter att uret startats kan du med talknappen byta till annat språk (danska, finska, norska och polska) som du önskar få tiden uppläst med. Bekräfta valt språk genom att hålla talknappen nedtryckt samtidigt som knappen för "MINUTE" hålls nedtryckt eller vänta i 1 min. tills klockan läser automatiskt (displayen slutar att blinka). (För danska och norska kan du växla mellan digital och analog tidsangivelse genom att med ställknappen för timme bläddra förbi 00.00 för att sedan ställa klockan på önskad tid.)

Analog klocka SVEA

Modell: TalkTech YL-51ML30

O Artnr 3838

Storlek: 43x38x14 mm

Boettstorlek: 30 mm

Vikt: 48 gram

Batteri: 1 st CR2032 (Lithium)

Modell: TalkTech YL-51ML30

O Artnr 3839

Storlek: 38x33x14 mm

Boettstorlek: 25 mm

Vikt: 40 gram

Batteri: 1 st CR2032 (Lithium)

1) Starta uret

Uret levereras avstängt. Håll uret emot dig. På klockhusets högra sida finns en knapp (se bild), "TALKNAPP". Håll den intryckt i 3 sek. så startar uret med ett pipjud.

2) Stänga av uret

Tryck in knappen "TALKNAPP" i 5 sek. och uret tystnar. Se svarta rutan nedtill till höger! Analoga verket stängs inte av.

Högtalaren sitter på undersidan



K1 Tal-knapp

Inställning -analogt ur

K3 Ställ: Minuter

K2 Ställ: Timmar

Ställknapparna är infällda.

Tryck på Talknappen för att läsa ut!

3) Ställa in tid

Håll uret emot dig.

ANALOGA VERKET

Dra försiktigt ut kronskruven och "pilla bort" den lilla röda plastbiten under kronskruven och ställ in tiden. Tryck sedan åter in kronskruven.

DIGITALA VERKET MED TAL

På verkets vänstra sida finns ställknappen K2 för inställning av timmar, resp. högra sidan ställknappen K3 för minuter. Knapparna är infällda, så du måste använda ett spetsigt föremål för att trycka in.

Boetten är skyddad mot nickel-allergi. Medföljande läderarmband är fritt från latex.

OBS! - VIKTIG INFORMATION OM ALLA ARMBANDSUR!

Klockorna är inte vattentäta eftersom de har en öppning för högtalaren. Undvik därför att ha den på dig när du duschar, badar, diskar, svettas rikligt eller kommer i kontakt med andra vätskor. Garantin täcker inte fel vid användning.

Klockorna är CE-märkta. Batteriets livslängd beror på hur ofta du aktiverar talfunktionen. Ett nytt batteri klarar ca 1 års drift vid "normal" användning. Batteribyte kan göras hos urmakare eller hos oss. Garantin för tillverkningsfel är 1 år. Om klockan öppnats och inte hanterats på ett fackmannamässigt sätt gäller inte garantin.

Börja med K2 och stega dig fram till önskad timme eller genom att hålla knappen intryckt och "bläddra" tiden. Fortsätt sedan med K3 för minuter. Kontrollera tidsinställningen genom att trycka på K1.

4) Välja analog eller digital tidsangivelse

Exempel: Tid kl. 14.15

- Talet kan ange inställd tid analogt: "kvart över två på eftermiddagen" - eller digitalt: "fjorton och femton". Ändra inställningen genom att stega runt i 24 timmars intervaller med K2. Dvs, för att ändra inställning på talet ställer du fram klockan 24 timmar.

5) Intervaller för dygnsangivelse

Natt till morgon: 05.25
Morgon till förmiddag: 07.25
Förmiddag till eftermiddag: 11.25
Eftermiddag till kväll: 16.25
Kväll till natt: 22.25

OBS!
Om du trycker "för länge" på Talknappen stängs ljudet av. Tryck igen på Talknappen, tills det piper till och ljudet är på igen!

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.