

## Bruksanvisning Artnr: 3500 (ersätter 3502)

# Talande Fotoalbum Standard




*Talande Fotoalbum Standard (TFS) med 20 meddelanden på högst 18 sekunder för varje bildmeddelande (totalt 6 min.). Den kan användas för intalade, personliga minnen, minnesstöd, meddelanden, AKK, steg-för-steg instruktioner, mm.*

TFS kan försees med foton och bilder i format 12,5 x 17,5 cm. Vikt: c:a 450 g. Pärrmått: c:a 22,5 x 17,5 x 3,5 cm och kan lätt tas med. Pärrmen är gjord i svart, laminerat material.



### Använda TFS

För att orientera dig om funktionerna - se bilden på pärrmens bakre insida. Om batterierna är isatta sätt huvudströmbrytaren i läge ON (riktning nedåt). Sätt i en bild som har anknytning till det som ska sägas. Följ anvisningarna för att att spela in och läsa upp meddelandet. Du har 18 sek. för varje bild. Du behöver inte stänga av TFS mellan användningarna (bara om den inte används en längre tid =månader). **Meddelandena finns kvar även efter batteribyte.**


### Spela in ett meddelande

Håll först **RECORD** knappen *intryckt* och tryck sedan på sidans markerade symbol  (PLAY) mellan tummen och pekfingeret. Lysdioden tänds (lyser så länge tid finns kvar för inspelning). Tala in meddelandet i mikrofonen (MIC). Prata på ett avstånd av c:a 10 cm. Släpp **RECORD** knappen när du talat klart.

### Läsa upp ett meddelande

Tryck på  och släpp och sidans meddelande läses upp. Du kan pausa och fortsätta genom att trycka på .

### Ersätta/ta bort ett meddelande

Du spelar bara över ett meddelande. Först måste dock meddelandet ha lästs ut med , *innan nytt meddelande kan spelas in.*

### Inspelningsspärr

Du kan spärra TFS mot oavsiktliga inspelningar. I batterifacket (under nedersta batteriet) finns en strömbrytare märkt "REC LOCK". Skjut brytaren mot vänster för att spärra inspelningar.

### Installera/byta batterierna

*Du måste sätta i medföljande batterier, för att använda talet. Batterifacket sitter i plastskalet (mot pärrmryggens insida).*

- För att sätta i (byta batterierna), lossar du skruven och drar ut luckan (och tar bort de gamla batterierna). Sätt i 3 nya 1,5 volt alkaline batterier av typ LR03/AAA. Plus-polerna ska vara riktade **NEDÅT** (se markeringen på batteriluckan). Sätt tillbaka luckan och skruven.
- När ljudet inte låter bra vid uppläsning är det ett tecken på att batterierna behöver bytas.

*Du bör alltid byta alla batterierna vid samma tillfälle!*

### Avfallshantering

*Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.*

