

3. Högtalare

2. LED-lampor

Normallägen:

- BATTERI - grön blink
- GSM - grön blink
- GPS - släckt

Se även: LED-indikatorer

1. Snabbknapparna

1, 2 och 3

- Ringa och svara
- Justering av volymen under samtal- tryck kort (3 olika volymsteg)
- Högtalare - tryck och håll inne lite längre tag

För att ringa 112 SOS

-tryck kort på snabbknapparna: 1 1 samt 2!

Start av YOYOCare

•Orientera dig nu först om knappars lägen och funktioner på bilden ovan. Förbered sedan YOYO, enligt följande:

•Ett mobilabonnemang måste finnas. Kontantkort/valfritt

fast abonnemang/operatör.

• SIM-kortets PIN-läsning måste vara avaktiverat. (Görs i en annan mobiltelefon med knappsats. Prova även att ringa.) MMS/GPRS ska vara aktiverat. (Ta hjälp vid behov.)

•Sätt i SIM-kort och batteri, med att först ta bort locket. Sätt i det förberedda SIM-kort i hållaren. Anslut batteriet och sätt tillbaka locket.

•Anslut laddaren och ladda batteriet (kan även laddas

Spara denna information!

4. Inbyggd kamera

5. PÅ/AV - knapp

- Huvudströmbrytare - kopplar på/av apparaten
- Avsluta egna samtal

6. SOS Larmknapp

(Inte 112 SOS, se nedan, t.v.!)

- Söker GPS-position
- SMS skickas med position
- Finns en e-adress inlagd, skickas ett e-post från YOYOCare med länk till <http://maps.google.com/>

7. Laddningsuttag

- Mini-USB kontakt finns under luckan för anslutning av medföljande laddare.
- Ladda varje dag.

8. Inbyggd mikrofon

YOYOCare har inga delar som kan repareras av MASTER/innehavaren. Vid problem/fel kontakta Rehabmodul AB.



LED-indikatorer 🍏 = normalläge

Symbol	Normal Drift	Batteri	GSM	GPS
🍏	Batteri OK Svagt batteri	Laddar Färdigladdat FELMEDELANDE: Laddar ej	Söker GSM Nätverk MASTER saknas FELMEDELANDE: SIM Kort	Position: erhållen Position: söker Position: kan ej erhålla Fix
🍏	Blinkande grön Blinkande röd Fast orange Fast grön Fast röd	Fast grön Blinkande röd Fast röd	🍏 Blinkande grön Blinkande orange Fast orange	🍏 Ej tänd Blinkande blå Fast blå
🍏	Normal Drift	Normal Drift	Normal Drift	Larm läge
🍏	Position: erhållen Position: söker Position: kan ej erhållas	Position: erhållen Position: söker Position: kan ej erhållas	Position: erhållen Position: söker Position: kan ej erhållas	Position: erhållen Position: söker Position: kan ej erhållas

utan att SIM-kortet är isatt). Ladda tills laddnings-LED lyser med fast grönt sken. Koppla bort laddaren.

•Sätt på YOYOCare genom att trycka på PÅ/AV-knappen tills vänster LED lyser grönt och börjar blinka samt att mitt-LED (GSM) blinkar rött.

MASTER

•Nästa steg är att MASTER börjar sin del. MASTER måste ha en mobiltelefon med mobilnummer som inte är dolt eller hemligt. MASTER är personen (med vidhängade mobil) som administrerar allt!

Följande görs nu i MASTER´s mobil: REGISTRERA sig som MASTER för denna YOYOCare! Börja med att skicka ett SMS till YOYO med ordet "Master".

•YOYO svarar med ett "JA" för att bekräfta.

•MASTER skickar nu ett SMS till YOYO med ordet "JA".

YOYOCare är nu färdig att användas. GSM-LED ska blinka grönt.

OBS! Personen som använder sig av YOYOCare kallas BRUKARE!

Detaljerad information, t ex byte till menyer på svenska, ansluta ANVÄNDARE, mm är beskrivet i tillverkarens egna foldrar/häften (bifogade), t ex: "Kom igång snabbt med YOYO-Care" resp. "Användarhandbok YOYOCare P3..." LÄS DEM!

Avfallshantering

Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall.