

SpringBoard Plus

Nytt!



OS/SB

Många ord och meddelanden är redan inlästa i flera av de MAP's som ingår i svenska OS/SB!

PRC

Bilden: Grundordförråd med Minspeak bilder. SpringBoard kan även användas med PCS bilder (tillval).

SpringBoard Plus med inbyggd IR-omgivningskontroll - som tillval även huvudmus TRACKER och PCS-symboler!

- SpringBoard Plus är PRC's senaste talapparat för inspelat tal (2 timmar som standard) och med dynamisk färgpekarskärm.
- SpringBoard Plus kan - utöver pekarskärmen - styras med kontakter, optisk pekare och mus/musersättare samt med den inbyggda huvudmusen TRACKER (tillval).
- SpringBoard Plus och Ordstrategi/SB är anpassade till svenska och kan bli en utmärkt startplattform för det barn, ungdom eller vuxen som ska börja använda AKK för att kommunicera talande - med talapparat.
- SpringBoard Plus kan även vara fortsättningen för den person som visat sig framgångsrik vid användning av manuella symbolkartor eller talapparater av enklare slag, med begränsad kapacitet.
- SpringBoard Plus är flexibel och lätt att individanpassa och lätt att arbeta med när det gäller fortsatt stöd och underhåll av det unika AKK-innehållet med grundordförråd, sidor och aktiviteter.
- Svensk dokumentation medföljer på en Support-CD, inklusive SpringBoard för PC, för att möjliggöra ändringar etc i en vanlig PC och sedan ladda in ändringarna.

Nyheterna, som gäller från september 2005!

- Nya "inställnings-" tangenter som förklarar och snabbar upp programmeringen.
- Inbyggd spelare som kan importera WAV-filer och spela upp MP3-filer i stereo.
- Anslutning för USB-minne och kortplats för SD-kort - för snabbare minnesback-up mm.
- Bilder och foton kan importeras i formaten BMP, JPG, GIF & PNG.
- Inbyggd omgivningskontroll med IR för styrning av TV, video, CD, DVD, lampor, dörröppnare, lås mm.
- Använda SpringBoard som mus och datortangentbord, via USB- eller seriella porten.
- Intellitools® navigeringskommandon ingår.
- Förbättrad inspelnings- och uppspelningskvalitet.
- Ny version av "Komma igång..." med steg-för-steg beskrivningar.
- **SpringBoard Plus har fått många, nya funktioner och priset är oförändrat!**

V.g.vänd!



SpringBoard Plus är godkänd som medicintekniskt hjälpmedel inom EU, enligt 93/42/EEG.

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Enspännargatan 10

165 57 Hässelby

Tel: 08-583 588 90

Mobil: 0708-35 88 91

FAX: 08-583 603 99

info@rehabmodul.se

www.rehabmodul.se

För senaste information.

© Copyright 08/2005, Rehabmodul AB, Stockholm

Produktfakta

Kommunikationsmetoder

Grundordförråd med 1 ruts val eller sekvenser enligt Minspeak. Rutstorlekar valbara för 4, 8, 15 och 32 rutor. Sidor och aktiviteter är alltid med 1 ruts val. I praktiken obegränsat antal nivåer (sidor). Text kan produceras, som kan skickas till en dator via USB/serie-portarna.

Digitalt tal

Mer än 2 timmar kan spelas in (standard) och kan utökas upp till (fn) 6 timmar.

Styrsätt

Direktval på pekskärmen; 1- eller 2-knapps scanning samt joystick; yttre mus/styrkula/ musersättare (USB/seriellt); med TRACKER - inbyggd huvudmus (tillval).

Tangent-INFO

Tangent-INFO (Auditory Prompts) ingår.

Mått, mm

LxB: 230 x 200 mm. Max. höjd 53 mm.

Tangentbord/skärm

Färgpekskärm 7,5" (19,1 cm). Rutstorlek beroende på rutval.

Vikt

C:a 1,6 kg

Apparathölje/färg/artnr

Formsprutad plast. Käpa röd/svart.

• SpringBoard Plus, standard, komplett med inbyggd IR-omgivningskontroll, Minspeak-symboler, **artnr 8302**

• SpringBoard Plus, komplett med inbyggd IR-omgivningskontroll, Minspeak-symboler, inbyggd huvudmus typ TRACKER, **artnr 8314**

• SpringBoard Plus, komplett med inbyggd IR-omgivningskontroll, Minspeak-symboler och PCS-symboler, **artnr 8315**

• SpringBoard Plus, komplett med inbyggd IR-omgivningskontroll, Minspeak- och PCS-symboler och inbyggd huvudmus typ TRACKER, **artnr 8316**

Batteriladdare

EU-godkänd och S-märkt. PRD partno 963114AA. + på centerpinne.

Batteri

Långlivs Li-Ion standard batteripaket. Drifttid ca 6-8 timmar vid normal användning med TRACKER (8-10 timmar utan). Ett batteripaket med 50% högre kapacitet finns även.

Standardleverans

SpringBoard Plus (oavsett modell) levereras med batteriladdare, bruksanvisning (pdf); "Komma igång" (papper/ pdf), "Handledaren - Ordstrategi/SB" (pdf), "Bruksanvisning MTI" (pdf), MTI-CD, SpringBoard PC-version, Support CD. SpringBoard Plus har 2 års garanti avseende materiel- och tillverkningsfel. Garantitiden kan förlängas upp till ytterligare 5 år mot avgift

Extra tillbehör

"Keps" solskydd, 8322. Hålplattaset, 8-/15-/32-rutor, 8323. Bärväska med bärrem, 8324.

Det är viktigt att ha i minnet att ett köp av SpringBoard Plus innebär väsentliga arbets-tidsbesparingar för olika personalgrupper. Att ta fram överlägg, bilder och ordförråd kan innebära 100 tals timmar av arbete för kanske en, enda brukare. Detta arbete är redan gjort här! Tiden kan istället användas för att träna individuellt, göra anpassningar, modifieringar och tillägg!

www.rehabmodul.se
För senaste information.

Fler fakta ...



SpringBoard Plus kan köpas med inbyggd huvudmus TRACKER. Två, nya tangenter (till höger om Verktystangenten) kan definieras med valfria funktioner.

- Två nya "inställningstangenter", som kan tilldelas valfri funktion för att underlätta användning och programmering.
- Inbyggd omgivningskontroll med IR för styrning av TV, video, DVD, lampor, mm.
- Använda tangentbordet i SpringBoard Plus som mus och datortangentbord.
- Inbyggd spelare som kan importera WAV-filer och spela upp MP3 filer i stereo.
- Textfält för att visa de ord och meningar som talats in.
- Dynamisk aktivitetsrad ger åtkomst till utökat ordförråd.
- Dessutom sidor för ännu större ordförråd.

SpringBoard Plus är ett effektivt AKK-hjälpmedel för alla brukare!

- Inställning av rutstorlek från 4 stora rutor upp till 8-, 15- eller 32 rutor på skärmen.
- Ett hålplattaset med 8-, 15- och 32-rutors raster för att underlätta direktval på pekskärmen, finns som extra tillbehör.
- 6 minnesareor, som gör det möjligt att skapa olika ordförråd för en person eller skapa och lagra flera utprovning- och träningsordförråd för olika brukare.
- Flera "färdiga" - varav några inlästa - övningar, demos samt Ordstrategi/SB 1-rutsval med såväl Minspeak som PCS symboler ingår vid leverans - fler finns på Support-CD'n.
- SpringBoard Plus levereras med en Support-CD med all dokumentation och "MAP"-ar samt även en PC-version av SpringBoard Plus, som kan användas för arbeten med överlägg/ordförråd i en vanlig PC.

Exempel på fler funktioner:

- Tangent-INFO; Symbolprediktion; Prediktivt val. Ny funktion är symbolguide som med ett fritt valt ord, kan visa de sekvenser som ordet ingår i.
- Meny för import av ordförråd samt egna bilder och symboler i formaten BMP, JPG, GIF & PNG.
- Ordförrådet, med delordförråd som består av grundordförråd, sidor och aktiviteter - kan exporteras och delas av andra brukare av SpringBoard Plus, SoftVantage (och Vanguard).
- Mer än 2 500 Minspeak-symboler med svensk definition ingår. Dessutom ingår ytterligare flera tusen Minspeak-symboler från andra språk. Tillval finns även för att använda över 3 900 PCS symboler - även dessa med svensk definition.
- Ordförråden kan lagras och modifieras på en PC med hjälp av MTL-PC funktionen och sedan lagras in i SpringBoard Plus via ett USB-minne.
- SpringBoard Plus gör det lätt att snabbt börja kommunicera tack vare "färdiga" ordförråd, samtidigt som den tillåter brukaren att bygga upp sina kommunikations- och språkfärdigheter för framtiden...
- SpringBoard Plus kan bli en utmärkt plattform för det barn, ungdom eller vuxen, som ska börja använda en talapparat.
- SpringBoard Plus's ordförråd med bilder är inladdade och färdiga för användning.
- Aktivitetsrader och sidor är organiserade så att ännu fler ord kan läggas till/anpassas med en struktur som förenklar utläsning av ord. Många av de mest frekventa, svenska orden ingår här.
- Textfältet på SpringBoard Plus's dynamiska skärm visar ordet/frasen som hör ihop med varje symbol. Textfältet kan hjälpa till i utveckling av brukarens läs-och skrivförmåga, vilket är viktigt.
- Fraser och meningar kan repeteras efter att de valts första gången genom att "trycka" på eller välja textfältet igen. Denna funktion sparar tid och tålmod.
- Rutor kan färgkodas för att underlätta inläring och att snabbt hitta rätt.
- Symboler kan döljas av terapeuten/ läraren, för att brukaren ska fokusera på enskilda symboler eller ordgrupper, för att underlätta inläringen.
- Anslutning för USB-minne och kortplats för SD-kort - för snabbare minnesback-up mm.
- En brukares ordförråd i SpringBoard Plus kan föras över till SoftVantage (eller Vanguard), när han/hon är mogen att börja med ett större ordförråd, för att enkelt och snabbt komma vidare i en mer avancerad plattform, utan att mista de uppnådda färdigheter i SpringBoard Plus! Unik.
- Särskild vikt har lagts ner på att menyer, menytyg och funktioner, så långt möjligt, är lika i såväl SpringBoard Plus som SoftVantage, m fl, för att underlätta en eventuell, framtida övergång.



Utrymmet i denna broschyr räcker inte till för att visa exempel på olika ordförråd eller att i detalj informera om alla funktioner och möjligheter i SpringBoard Plus. Kontakta oss för mer information eller besök vår hemsida, där vi kontinuerligt lägger ut senaste informationen. Se även "Mer om SpringBoard Plus", som kan laddas ner som pdf-fil.