

Information från Rehabmodul AB

Kontaktstyrda (batteridrivna) leksaker

- Priser inom parantes är inkl. moms - Räkna med 2-3 veckors leveranstid - Manöverkontakt ingår normalt inte i priset!



Såpbubbelmaskin

- Stora bubblor

Se nästa sida

för mer info!

Artnr 5001

Pris: 876:- (1095:-)

Nytt!



Såpbubbelmaskin

- som 5001 och med manöverkontakt

Artnr 5002

Pris: 1036:- (1295:-)



Tolo Leksakstågsätt

- trådlös styrning

Se nästa sida

för mer info!

Artnr 5004

Pris: 2236:- (2795:-)



Tolo Leksakstågsätt

- trådlös styrning

Som 5004 och

med manöverkontakt

Artnr 5005

Pris: 2396:-

(2995:-)



Leksakståg

- trådlös styrning

Rakt framåt (MK 1).

Bakåt i cirkel (MK 2)

för att rikta upp den.

Artnr 5006

Pris: 716:- (895:-)

2 manöverkontakter (MK) krävs



Tolo Traktorgrävare

- trådlös styrning

Se nästa sida

för mer info!

Artnr 5008

Pris: 1400:- (1750:-)



Tolo Traktor+släp

- trådlös styrning


Se nästa sida

för mer info!

Artnr 5009

Pris: 1400:- (1750:-)

Förbrukningsmateriel kan köpas i leksakshandeln, t ex Toys R Us



Batterier: 2xR6

Spin Art

Papper sätts i maskinen

och med en manöverkontakt styrs rotationen.

Egna figurer kan göras.

Färg och papper ingår.

Artnr 5010

Pris: 556:- (695:-)



Batterier: 2xR03

Zhu Zhu hamster

- rör sig och låter som en hamster vid aktivering.

Finns som (du kan inte välja) Nugget, Winkle, Jilly och Scoodles.

Artnr 5021

Pris: 612:- (765:-)



Batterier: 2xR03

Zhu Zhu valp - rosa

Med olika personligheter och egenskaper.

Finns som (du kan inte välja) Miss Priss, Sabrina och Loolah.

Artnr 5022

Pris: 612:- (765:-)



Batterier: 3xR6

Grisen Arnold

- snarkar och rör öron, mun samt kroppen. Minst sagt lugnande!

Artnr 5028

Pris: 768:- (960:-)



Batterier: 3xR6

Nallen Bo

- som leker titt-utt (lyfter filten framför sig, "Peek-A-Boo") och pratar på engelska och skrattar. Söt & rolig!

Artnr 5033

Pris: 768:- (960:-)



Batterier: 3xR6

Pluto

- välkänd Disney-figur som går (MK 1) och skäller och viftar på svansen (MK 2)

Artnr 5034

Pris: 1276:- (1595:-)



Nytt! Batterier: 3xR03

Stampe-valkänd

Disney-figur - som säger engelska fraser från filmen Bambi och stampar med foten.

Artnr 5035

Pris: 768:- (960:-)



Nytt! Batterier: 3xR03

Patch-valkänd

Disney-figur -säger engelska fraser från filmen 101 Dalmatiner och viftar på öronen.

Artnr 5036

Pris: 768:- (960:-)



Nytt! Batterier: 3xR6

Nallen Cassy

- sjunger "Come on get happy". Munnen följer sången och hon gungar fötterna i takt med musiken.

Artnr 5037

Pris: 768:- (960:-)



Nytt! Batterier: 3xR6

Lammet Lena - Sjunger

5 vaggvisor på engelska

-Humpty Dumpty

-Hickory Dickory Dock

-Jack and Jill

-Little Bo Peep

-Twinkle Twinkle Little Star

Artnr 5038

Pris: 768:- (960:-)



Nytt! Batterier: 3xR6

Nallen Rock - Gungar

sidledes och sjunger på engelska en vaggång och slutar med att böja sig fram och pussar babyen.

Artnr 5039

Pris: 768:- (960:-)

Till glädje och nytta för funktionshindrade barn!

Rehabmodul AB

För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Astrakängatan 151, 165 52 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 Mobil: 0708-35 88 91

info@rehabmodul.se



www.rehabmodul.se

©Copyright 08/2015, Rehabmodul AB, Stockholm



Nytt!

Kontaktstyrd såpbubbelmaskin (Nytt utförande)

Barn älskar såpbubblor. Den här kontaktstyrda såpbubbelmaskinen producerar mängder med bubblor! Alla kan använda den, med lämplig manöverkontakt (standard 3,5 mm telepropp). Batteridrivnen. Kan köpas med/utan stor manöverkontakt för hand/finger (65 mm diameter). Batterier (4xR14)medföljer.

Artnr: 5001 (resp. 5002, inkl manöverkontakt, 65 mm. Kontaktkåpens färg kan variera)



Det kontaktstyrda tågsättet hjälper barnet att utveckla, träna och förstå "orsak och verkan" på ett roligt vis. Tåget kör så länge manöverkontakten är aktiverad, alternativt automatisk DEMO. CD med många övningar på svenska medföljer



Artnr: 5004 (resp. 5005, inkl manöverkontakt, 65 mm)



TOLO leksaktågsätt - med trådlös kontaktstyrning

Leksaktågsätt för barn (1 - 5 år), baserat på Tolo First Friends leksaksserie. Robust och färgglatt med bra storlek. Tåget kör runt banan, tutar och blinkar. Bilden visar de delar som ingår i tågsättet. Styrning görs med trådlös IR-enhet. Manöverkontakten ansluts till IR-enheten, så att ett rörelsehindrat barn kan köra själv. Två styrsätt -tåget kör så länge manöverkontakten är aktiverad resp. ett tryck och tåget kör automatiskt en sekvens. Batterier (1x6LF22 och 3xR6/AA) medföljer.

TOLO traktorgravare respektive TOLO traktor+släp - med trådlös kontaktstyrning

Traktorgravare resp. Traktor+släp för barn (1- 5 år), baserade på Tolo First Friends leksaksserie. Robusta och färgglada med bra storlek. Traktorn kör framåt, tutar och blinkar. Styrning görs med trådlös IR-enhet. Manöverkontakten ansluts till IR-enheten, så att ett rörelsehindrat barn kan styra själv. Två styrsätt finns - traktorn startas med manöverkontakten och kör c:a 3 meter och stannar sedan resp. ett tryck och traktorn kör automatiskt en sekvens på c:a 10 sekunder. Batterier (5xR6/AA) medföljer.

- Priserna är per styck. Priser inom parentes är inkl moms. Frakt tillkommer. Postförskottsavgift tillkommer för privatpersoner.
- Alla leksaker levereras med en första omgång batterier, så att de kan användas omgående. Se nästa punkt!
- Manöverkontakter ingår normalt inte (med vissa undantag) - de köps separat. Du kanske redan har? Standardanslutning är phono-propp, 3,5 mm, mono.
- De produkter som anges med trådlös styrning, har trådlös sändare för IR-överföring (ibland radio) mellan leksaken/ sändaren. **Manöverkontakten ansluts alltså till sändaren.**
- Vårt egna sortiment av manöverkontakter är begränsat. **Se nedan!** Se även andra leverantörer.



Lib Switch

finns i 3 storlekar och är robusta och lätttryckta manöverkontakter. Färgerna: röd, grön, blå och gul. Anslutning görs med 3,5 mm teleplugg, 1,4 m ledning. Lib Switch har diametern 65 mm. Mini Lib Switch har diametern 35 mm. Big Lib Switch har diametern 125 mm. Kontakta oss för mer info och priser!



Kontakta oss för mer info och priser!

Pal Pad

finns i 3 storlekar och är robusta och lätttryckta manöverkontakter med *mycket låg höjd* - c:a 3 mm. Finns i flera färger. Anslutning görs med 3,5 mm teleplugg med 1,4 m ledning. Storlek Large är 114 x 152 mm. Storlek Small är 60 x 100 mm. Storlek Mini är 50 x 50 mm.