



Manöverkontakter



Professionella, prisvärda produkter av mycket hög kvalitet för de barn som behöver vara fria från kablar för att fullt ut kunna använda leksaker, mm.


Trådlösa manöverkontaktlösningar

Sändare och mottagare för ökad frihet för barnet/brukaren
*Produkter för trådlös styrning av leksaker, olika klenspänningsapparater, mm, som kallas **Simply Works**. **Simply Works** arbetar med kodade radio-signaler. Strömförsörjning görs med vanliga batterier. Räckvidd mellan sändare och mottagare är upp till 10 meter.*

För att styra en batteridrivna leksak kan följande delar ingå:
1 st MOTTAGARE ENKEL*) som ansluts till leksaken med 3,5 mm telekabel (ingår).
1 st KONTAKTSÄNDARE 125 *alternativt* SÄNDARE (+ en valfri manöverkontakt som ansluts med 3,5 mm telepropp till sändaren). **Fler produkter finns, för t ex datorer!**

MOTTAGARE ENKEL

En 1-kanals mottagare för bl a batteri-drivna leksaker. Slutande reläutgång, max 1 A/30 V. Kan användas tillsammans med valfria Simply Works sändare. Litet format 92x67x21 mm, så att den kan fästas på leksaken. Vikt c:a 90 gram. Batterier 2xLR03/AAA medföljer.




T ex Leksak Nallen Bo (artnr 5033) med Mottagare Enkel (artnr 4312)



*) Även SmoothTalker

- en talapparat för träning, lek och styrning - kan användas som mottagare för batteridrivna leksaker. Den har en inbyggd modul enligt Simply Works. Artnr: 3812 **Kontakta oss för mer info!**



Kontaktsändare 125 (artnr 4311)

KONTAKTSÄNDARE 125

En stor (diam. 120 mm) manöverkontakt och låg profil (29 mm) med inbyggd 1-kanlassändare. Liten tryckkraft behövs. Vikt ca 150 g. Batterier 2xLR03/AAA medföljer. På särskild beställning kan locket köpas i färgerna gul, blå eller grön. (Vid styrning av en dator kan 18 olika kontaktfunktioner väljas med hjälp av en inbyggd sifferdisplay.)

SÄNDARE


En 1-kanals sändare som fungerar som länk mellan en **valfri** trådad manöverkontakt och en Simply Works MOTTAGARE. Litet format 92x67x21 mm. Vikt c:a 90 g. Manöverkontakt ingår inte. Batterier 2xLR03/AAA medföljer. (Vid styrning av en dator kan 18 olika kontaktfunktioner väljas med hjälp av en inbyggd sifferdisplay.)



Sändare (artnr 6511)

Artikel	Pris	Pris inkl moms
6511 Sändare	788:-	985:-
4311 Kontaktsändare 125, röd	788:-	985:-
4312 Mottagare Enkel	788:-	985:-
4315 Paket med 4311 + 4312	1 492:-	1 865:-

När du vill ha mer info, priser eller köpa! Ring: 08-583 588 90, vardagar kl. 10 - 16



Astrakängatan 151 10, 165 52 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90
Mobil: 0708-35 88 91 info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se

25% moms ingår i priserna. Frakt (och postförskottsavgift 70:-, vid order under 900:-) tillkommer.