

AbleNet QuickTalker FT talplattor för minnesstöd, AKK & träning på ett enkelt sätt!



Allmän beskrivning för alla QuickTalker FT modellerna

- FT står för Feather Touch = mycket lätttryckt, c:a 70% lägre jämfört med tidigare modeller.

- QuickTalker talplattor med eget inspelat tal och som enkelt kan användas i t ex. förskolan, i skolan, i arbetet och/eller i hemmet.

- QuickTalker talplattor är lätta att använda och är robusta och stryktåliga. De finns i tre modeller: QuickTalker FT 7, QuickTalker FT 12 och QuickTalker FT 23.

- QuickTalker talplattor passar alla åldrar!

- Drivs med 4 stycken 1,5 volts alkalinebatterier - typ LR6 (AA). Batterierna medföljer vid leverans.

- Inspelade meddelanden finns kvar även när batterierna är urladdade eller tagits ur!

- Det inbyggda handtaget och den låga vikten (c:a 750 gram) gör QuickTalker talplattor behändigt portabla. Vitfärgad kapsling.

- Formatet är 296 x 300 x 40 mm. Något bredare än ett A4 pappersark.

- QuickTalker FT uppfyller nya Medicintekniska direktivet MDD/MDR (EU) 2017/745 villkoren.



QuickTalker™ FT 7

- 4 meddelanden med 5 nivåer var - ger totalt 20 meddelanden.
- +3 direktvalstangenter (56 x 33 mm), som är oberoende av vald nivå.
- Total inspelningstid är 6 min.
- Rutstorlek är c:a 66 x 86 mm.



QuickTalker™ FT 12

- 9 meddelanden med 5 nivåer var - ger totalt 45 meddelanden.
- +3 direktvalstangenter (56 x 33 mm), som är oberoende av vald nivå.
- Total inspelningstid är 12 min.
- Rutstorlek är c:a 43 x 56 mm.



QuickTalker™ FT 23

- 20 meddelanden med 5 nivåer var - ger totalt 100 meddelanden.
- +3 direktvalstangenter (56 x 33 mm), som är oberoende av vald nivå.
- Total inspelningstid är 18 min.
- Rutstorlek är c:a 30 x 30 mm.


PRODUKTER

QuickTalker FT 7	3105
QuickTalker FT 12	3106
QuickTalker FT 23	3107

Artikelnummer

ISO 22 21 09

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner sker mot postförskott eller förskotts betalning. Postnords kostnader tillkommer.



Astrakängatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon (Mobil) : 0708-35 88 91
Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se

Handla även direkt på webben!
Besök [Botiken](http://www.rehabmodul.se) på
www.rehabmodul.se