

Info från Rehabmodul AB



Talande kognitiva hjälpmedel i paket om 6 stycken i regnbågens färger. För barn med särskilda behov - men även för andra, som inte klarar av att läsa textmeddelanden.

OBS! Det är 6 st enheter i 6 olika färger i varje paket! Paketet delas inte! Du kan dock köpa ett PROVA-PÅ-PAKET (artnr 3025) med en produkt av varje till rabatterat pris - 870:- + frakt, inkl. moms! Kontakta oss om något är oklart!



Pratnypor (Recordable pegs)
6 färger: röd, orange, gul, grön, blå och lila. Enkla att använda. 10 sek. taltid. Beröringskontakt - *ingen kraft* behövs för att läsa ut. Även försedda med magneter. Vikt: 77 gram. Format: 112x 50x38 mm. Artnr 3633
Paket 6 st, pris: 696:- (870:-)



Batterier: 3xLR44 10 sek. taltid



10 sek. taltid

Batterier: 3xLR44

Pratpuckar

6 färger: röd, orange, gul, grön, blå och lila. Enkla att använda. 10 sek. taltid. Format: Diam47x27 mm. Vikt: 27 gram. Artnr 3087 (Paket 6 st i alla färgerna) Pris: 596:- (745:-)
Artnr 3085 (Paket 5 st i olika färger) Pris: 512:- (640:-)
Artnr 3080 1 mån av tillgång kan enstaka exemplar köpas. Pris/st: 120:- (150:-)

Pratpuck PRO

30 sek. taltid. Endast svart. Format: Diam47x27 mm. Vikt: 27 gram. *Ingår inte i artnr 3025.* Artnr 3086
Pris/st: 148:- (185:-)



Batterier: 3xLR44

30 sek. taltid



Lågrpris!

Talande kort

6 färger: röd, orange, gul, grön, blå och vit. Enkla att använda. 10 sek. taltid. Format: 150x110x6 mm. Vikt: 37 gram. Batteri- byte kan *inte* göras på ett enkelt sätt!
Artnr 3509
Paket 6 st, pris: 296:- (370:-)



10 sek. taltid

Talande album A5

6 färger: röd, orange, gul, grön, blå och lila. Enkla att använda. 30 sidor med 10 sek. taltid/sida. En separat talapparat med 30 tangenter är placerad under sidorna. Bildformat: 150x100 mm. Pärmformat: 160x215x50 mm Vikt: 340 gram.
Artnr 3508 Paket 6 st, pris: 1960:- (2450:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Totalt 5 minuter taltid per album!




Batterier: 3xLR03 (AAA)

Pratlådor

6 färger: röd, orange, gul, grön, blå och lila. Enkla att använda. 30 sek. taltid. Bildformat: 65x65 mm. Plastlock över bild. Används på bord eller väggupphängd. Format: 85x85x25 mm. Vikt: 120 gram. Artnr 3516 (Paket 6 st i alla färgerna) Pris: 1100:- (1375:-)
Artnr 3515 (Paket 5 st i olika färger) Pris: 960:- (1200:-)
Artnr 3510 1 mån av tillgång kan enstaka exemplar köpas. Pris/st: 199:- (249:-)

Priser och leveransvillkor Priser är angivna utan moms (med moms inom parentes). Frakt (och vid privatköp, postförskottsavgift 80:- för köpbelopp under 1500:-) tillkommer. Beställning kan göras via: **Nätbutiken**, e-post info@rehabmodul.se ringa 08-583 588 90 Ange önskade produkter med **artnr** och **antal**, samt leveransadress och telefon och ev. annan fakturaadress! **Batterier ingår alltid!**

För bra kommunikation behövs mångfald!!! Vi har fler produkter - fråga oss!



Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 Mobil: 0708-35 88 91
info@rehabmodul.se

Handla direkt i vår nätbutik på hemsidan!

Butiken

www.rehabmodul.se

©: Copyright 06/2017, Rehabmodul AB, Stockholm

Några fler, enkla talapparater

Talande hjälpmedel för minnesstöd och AKK

Artikelordningen är enligt GP-prislistan - Priser inom parantes är inkl. moms. Frakt och ev. PF-avgift tillkommer



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Attainment Talker - AT 24
24 rutknappar (19x19 mm). 1 nivå ger 24 meddelanden. Total inspelningstid är 4 min. Format: 315x60x28 mm. Vikt: 130 gram.
Artnr 3303 Pris: 996:- (1245:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Attainment Talker - AT 6
6 rutknappar (51x51 mm). 1 nivå ger 6 meddelanden. Total inspelningstid är 1 minut. Format: 315x60x28 mm. Vikt: 130 gram.
Artnr 3304 Pris: 896:- (1120:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Chatter Box 10
10 rutknappar. 1 nivå ger 10 meddelanden - vardera 10 sekunder. Behändigt, låg design. Form: 150x110x16 mm. Vikt: 130 gram.

Artnr 3305
Pris: 496:- (620:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Talande fotoalbum Standard A5
För intalade, personliga minnen, instruktioner, mm 20 med. på högst 18 sek. för varje bild (tot. 6 min.) Bildformat 125x175 mm. Form: 225x175x35 mm. Vikt: 450 gram.
Artnr 3500
Pris: 396:- (495:-)



Batterier: 4xLR44

Personal Talker
Spela in ett eget meddelande, 10 sek. Bildficka 51x56 mm Kan även användas med locket stängt. Form: 65x65x15 mm. Vikt: 45 gram
Artnr 3501
Pris: 180:- (225:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Express One
Gör en inspelning - 10 sek. Tryck på bildytan eller "guldknappen" för att läsa ut meddelandet. Kan vägghängas (tavelfästen). Bildyta: 149x113 mm. Form: 185x162x22 mm. Vikt: 240 gram.
Artnr 3505
Pris: 296:- (370:-)



Batteri: 1xCR 2025

OneTalker
Gör en egen inspelning - max 10 sekunder. Handflatorstorlek. Med bältesclips. Form: 66x40x12 mm. Vikt: 27 gram
Artnr 3621
Pris: 132:- (165:-)



Batterier: 2xLR44

GoTalk One
För personliga meddelanden, AKK, kognitivt minnesstöd. Gör en egen inspelning - upp till 10 sekunder. Mycket bra ljud. Bildficka 48x83 mm. Format: 132x60x9 mm. Vikt: 45 gram
Artnr 3622
Pris: 120:- (150:-)



Batteri: 1xCR 2025

Key Chain Talker
Gör en egen inspelning - max 10 sekunder. Handflatorstorlek. Med nyckelring. Format: 66x40x12 mm. Vikt: 27 gram
Artnr 3631
Pris: 120:- (150:-)



Batteri: 1x6F22 (9 Volt)

Smooth Talker
Inbyggd knapp, 125 mm. Tot insp-tid 2 min. För träning, lek, styrning - t ex av batteridrivna leksaker. Inbyggd modul enligt *Simply Works*. Form: 220x180x50/27 mm. Vikt: 480 gram.
Artnr 3812
Pris: 1596:- (1995:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Big Button 1 Std
Inbyggd, lätttryckt knapp (75 x75 mm). Fack för en bild. 1 med. på max 30 sek eller 3 meddelanden på högst 30 sek vardera. Form: Diam. 145x40 mm. Vikt: c:a 220 gram.
Artnr 3813
Pris: 896:- (1120:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

Big Button 5
Med nivåer och stegning. Inbyggd lätttryckt knapp (75x75 mm). Fack för en bild. 10 nivåer med 8 sek insp-tid vardera. 3 aktiviteter, var och en med 10 stycken 8 sek. steg. Form: Diam. 145x40 mm. Vikt: c:a 220 gram.
Artnr 3814
Pris: 1116:- (1395:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

StepPad 2
För bl a inspelade steg-för-steg instruktioner. Total insp. 32 min. 2 grundmed. på max 24 sek. var. 8 aktiviteter kan läggas in med högst 30 steg i varje aktivitet. Val görs med Backa, Nästa och utlösning med PLAY. Vikt: 150 g. Format 165x76x25 mm
Artnr 3815 Pris: 896:- (1120:-)



Batterier: 3xLR03 (AAA)

Talstapel
Robust och lätttryckt talapparat. Bilder kan läggas in i 6 fack. Bildformat 80x70 mm. Inspeingstid: 10 sek/fack. Vikt: 630 gram. Form: 560x116x27 mm
Artnr 3644
Pris: 799:- (999:-)



Batterier: 2xLR03 (AAA)

VoiceCue **Tidsstöd!**
För tex aktiviteter, mediciner. Vid 5 förvalda tider, kan egna, inspelade meddelanden höras. Tot insp-tid 60s Form: 66x110x17 mm. Vikt: 85 gram
Artnr 3802
Pris: 400:- (500:-)



Batterier: 4xLR44

TimeCue **Tidsstöd!**
Praktisk larmklocka. Ett eget, insp. meddelande på max 10 s. läses ut vid en förinställd tid. Bildfickans mått är 74x55 mm. Form: 103x65x18 mm. Vikt: 80 gram
Artnr 3803
Pris: 140:- (175:-)



Batteri: 1xLR03 (AAA)

Larmklockan IC II **Tidsstöd!**
Larmklocka med funktion bl a som larmmarkering av upp till 12 tidpunkter/dygn, t ex för mediciner, aktiviteter, mm. 6 fler funktioner finns, t ex timer, tidtagning, mm. *Clipshällare*. Form: 56x41x18 mm. Vikt: 45 gram. *Larm görs med pip-ljud/diskret vibration- ej tal.*
Artnr 3804
Pris: 556:- (695:-)



Batteri: 1xLR44

Pocket Timer **Tidsstöd!**
Tidur i fickformat- som kan räkna både upp som ned. 0-100 min. Enkel att använda. *Pip-signal- ej tal.* Format: 64x64x12 mm. Vikt: 27 gram
Artnr 3805
Pris: 80:- (100:-)
Artnr 3806, 10 stycken
Pris: 636:- (795:-)

Batterier ingår alltid!

Tala är GULD - inte silver!