

SoftVantage för avancerad AKK på ett enkelt sätt i PC!



SoftVantage är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.



Enkel att använda!

Gör inte om allt arbete från början!

Det är viktigt att ha i minnet att ett köp av SoftVantage med Ordstrategi/PC även innebär väsentliga arbetstidsbesparingar för berörda personalgrupper. Att ta fram överlägg, bilder och ordförråd innebär 100 tals timmar av arbete för en, enda person. Detta arbete är här redan gjort! Tiden kan istället användas för att träna, anpassa, modifiera och göra tillägg!

OS/PC

Många ord och meddelanden är redan inlagrade i OS/PC för direkt utläsning!



Bilden: Grundordförråd med Minspeak bilder. Du kan även använda PCS bilder (ingår) eller egna bilder genom att importera dessa.

- SoftVantage med Ordstrategi/PC är ett AKK-program på CD, för användning i PC eller specialdator med Windows 98/ME/2000/XP/Vista och med syntetiskt talprogram enligt SAPI4/5, + ex Acapela Infovox Desktop, version 2.2 och tidigare, eller Voxit Macaw samt inspelat tal (ingår).
- SoftVantage med Ordstrategi/PC är anpassat till svenska och kan bli en utmärkt startplattform för det barn, ungdom eller vuxen som ska börja använda AKK för att kommunicera talande.
- SoftVantage kan även vara fortsättningen för den person som visat sig framgångsrik vid användning av manuella symbolkartor eller enklare talapparater med begränsad kapacitet.
- Det är en fördel om färgpekskärm används för att välja tangentrutor. SoftVantage kan även styras med en eller flera manöverkontakter eller mus/huvudmus/musersättare.
- SoftVantage är flexibel och lätt att individanpassa och lätt att arbeta med när det gäller fortsatt stöd och underhåll av AKK-innehållet med grundordförråd, sidor och aktiviteter.
- För mer och fullständigare information om SoftVantage - Se vidare: www.rehabmodul.se

Gratis Demo! Beställ - på vår hemsida - en CD med SoftVantage och DVD med Infovox Desktop och prova dessa "skarpa" versioner under 30 dagar - GRATIS!


PRODUKTER	Artikelnummer
SoftVantage med Ordstrategi/OS, CD, exkl talsyntes	8351
Seriell/USB adapter för 4 manöverkontakt	8361
Seriell adapter för 4 manöverkontakter	8362

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

Några fler produktfakta

- Grundordförråd med 1 ruts val eller sekvenser enligt Minspeak.
- Rutstorlekar valbara för 4, 8, 15, 45 och 84 rutor.
- Sidor och aktiviteter är alltid med 1 ruts val.
- I praktiken obegränsat antal nivåer (sidor).
- Se hemsidan för mer detaljerad information!

ISO 22 21 12



Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



Handla även direkt på webben!
Besök [Butiken](http://www.rehabmodul.se) på www.rehabmodul.se

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm