

Talplattor för AKK, minnesstöd och språkträning på ett enkelt sätt!

Portabla talplattor med inspelat tal som passar alla åldrar och enkelt kan användas på t ex. dagis, i skolan, arbetet eller i hemmet. Även för äldre! Robusta, stryktåliga och lätta att använda. Batterier ingår alltid vid leveransen. **Snabbguider på svenska!**

Big Button Standard



- Inbyggd, lätttryckt knapp (75 x75 mm) med ett fack där en bild kan stoppas in.
 - Big Button Std har vid SINGLE, 1 meddelande på max 30 sek samt vid MULTI, 3 meddelanden på högst 30 sek vardera, som läses ut var gång knappen trycks in.
 - Format: Diam. 145 x 40 mm. Vikt: 220 g.
 - Batterier: 2xLR03 (AAA) alk. batt.
- Artnr 3813

Big Button med nivåer och stegning




- Inbyggd, lätttryckt knapp (75 x75 mm) med ett fack där en bild kan stoppas in.
 - 10 nivåer - var och en med 8 sekunders inspelningstid.
 - 3 aktiviteter- var och en med tio stycken 8 sekunders steg.
 - Format: Diam. 145x40 mm. Vikt: 220 g.
 - Batterier: 2xLR03 (AAA) alk. batt.
- Artnr 3814



Chatter Box 10


- 10 rutknappar - 1 nivå ger 10 meddelanden - vardera 10 sek.
 - Format: 150 x 110 x 16 mm.
 - Vikt: 130 gram.
 - Behändigt, låg design.
 - 2 x LR03 (AAA) batterier.
- Artnr: 3305

Stokedrabbad och pratar otydligt?



AT 6 (övre bilden)

- 6 rutknappar (51x51 mm)
 - 1 nivå ger 6 meddelanden
 - Total inspelningstid 1 min.
- Artnr: 3304



AT 24 (undre bilden)

- 24 rutknappar (19x19 mm)
 - 1 nivå ger 24 meddelanden
 - Total inspelningstid 4 min.
- Artnr: 3303

- Gemensama data:
- Format: 315 x 60 x 28 mm
 - Vikt: c:a 640 g.

Smooth Talker

- 1 inbyggd knapp (125 mm) och uttag för anslutning av en yttre kontakt.
 - Uttag för anslutning av t ex en anpassad batteridriven leksak, dator mm.
 - Total inspelningstid är 2 minuter.
 - inbyggd modul för trådlös styrning av in-/utsignaler enligt Pretorian Simple Works systemet.
 - Format: 220 x 180 x 50/27 mm. Vikt: c:a 480 g.
 - Strömförsörjning: 1 x 6F22 (9 Volt) alkaline batteri.
- Artnr: 3612

Fem arbetssätt:

- Sekvenser
- Slumpvis
- Val - t ex JA/NEJ
- Turtagning
- Förkontroll



Beprövade AKK-favoriter!



GoTalk 4+

- 4 rutknappar (87x69 mm) och 5 nivåer ger 20 med.
 - 2 nivå-oberoende direktvalstangenter
 - Tot. inspelningstid 4,5 min.
 - Form: 230 x 300 x 28 mm
 - Vikt: c:a 640 g.
 - Inbyggd handtag.
 - 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artnr: 3202

ISO 22 21 09 och 22 27 15
Hjälpmöden i denna broschyr är inom Landstingens ansvarsområde och bör också vara förskrivbara.

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott/ förskotts-betalning. Postens kostnader tillkommer.



GoTalk 9+

- 9 rutknappar (45x57 mm) och 5 nivåer ger 45 meddelanden
 - 3 nivå-oberoende direktvalstangenter
 - Total inspelningstid 9 min.
 - Form: 230 x 300 x 28 mm
 - Vikt: c:a 640 g.
 - Inbyggd handtag.
 - 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Artnr: 3102

GoTalk 20+

- 20 rutknappar (30x26 mm) och 5 nivåer ger 100 meddelanden
 - 5 nivå-oberoende direktvalstangenter
 - Tot. inspelningstid 15 min.
 - Form: 230 x 300 x 28 mm.
 - Vikt: c:a 640 g.
 - Inbyggd handtag.
 - 2 x LR6 (AA) alk batter.
- Artnr: 3401




Handla direkt i vår nätbutik på hemsidan!

Butiken



Produkter som blev godkända av Hjälpmedelinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige. Från 2010-08-01 gjordes ingen provning av hjälpmedel. HI upphörde även 2014-04-30.



Astrakängatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 Mobil: 0708-35 88 91
Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se



V. G. VÄND! Fler produkter på andra sidan!

Talplattor för *utökad* AKK & träning



GoTalk Pocket

- 6 rutknappar (25x25 mm) och 5 nivåer ger 30 meddelanden.
- Total inspelningstid är 5 min.
- Format: 140 x 90 x 24 mm.
- Vikt: c:a 200 g.
- Greppvänlig utformning.
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
- Halsrem ingår.

Artnr: 3302



GoTalk 32+

- 32 rutknappar (31x29 mm) och 5 nivåer ger 160 meddelanden
- 3 nivå-oberoende direktvalstangenter
- Total inspelningstid är 27 minuter
- Format: 362 x 254 x 42/28 mm
- Vikt: c:a 950 gram
- Inbyggt handtag
- 2 x LR6 (AA) alkaline batterier

Artnr: 3403



Nytt! StepPad 2

Ergonomisk design gör StepPad 2 lättanvänd. Bärrem ingår.



- Format: 165 x 76 x 25 mm.
- Vikt: 150 g.

Artnr: 3815

Talapparat för bl a inspelade *steg-för-steg* instruktioner. Total inspelningstid: 32 min.

- 2 grundmeddelanden på högst 24 sek. var
- 8 aktiviteter kan läggas in som kan bestå av högst 30 steg i varje aktivitet
- Val görs med piltangenterna *Backa* och *Nästa* och utläsning med knappen *Play*

GoTalk Express 32 är enkel att använda och kan vid behov också användas på ett mer avancerat sätt med länkade meddelanden (*express*). Viktigt för att utveckla brukarens kommunikationsförmåga. Lysdioder markerar varje ruta. Ljudindikering som avlyssnas i hörsnacka. *GoTalk Express 32 ger fler möjligheter än något annat hjälpmedel i den här kategorin! Upphandlad av SLL, Hjälpmedel Stockholm, avtal HMS 1602-2-05*



GoTalk Express 32

- 32 rutknappar (32x29 mm) och 5 nivåer ger 160 meddelanden
- Kan manövreras direkt på tangentbordet eller skanning.
- Ett flertal olika skanningsätt med en- eller två kontakter.
- Arbetssätten är *standard* och *express* (länkade meddelanden).
- Total inspelningstid är 24 min.
- Format: 362 x 254 x 44/28 mm.
- Vikt: c:a 1 kg.
- Inbyggt handtag.
- 3 x LR6 (AA) alkaline batterier.

Artnr: 3402



Bordsställ (tillbehör)
Artnr: 3932



Gör dina nya överlägg i datorn med GOS - GoTalk Overlay Software!

Gör och skriv ut dina bilder på pappersöverlägg för att använda dem i *alla* GoTalk apparaterna, Personal Talker, Time Cue, Talande fotoalbum med flera. Du kan även importera och använda egna, digitala foton, scannade bilder eller grafik producerat i datorn till överläggen. Du kan lägga in text med olika teckensnitt, storlekar och färger. Svensk snabbguide. För Windows XP/Vista/7/8/10. **Artnr: 3901**

Handla direkt i vår nätbutik på hemsidan!

Butiken



Produkter som blev godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige. Från 2010-08-01 gjordes ingen provning av hjälpmedel. HI upphörde även 2014-04-30.

Rehabmodul AB

För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Astrakängatan 151, 165 52 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 Mobil: 0708-35 88 91

Info@rehabmodul.se

Hemsida: www.rehabmodul.se



V. G. VÄND! Fler produkter på andra sidan!