

För seniorer (och även juniorer) som vill ha enkla lösningar!

Mobiltelefoner

Extremt enkel mobiltelefon



Doro Secure 580

- Mobiltelefon-GSM alt 3G
- 4 snabbvalsknappar
- Bara prata, ta emot SMS
- Trygghets-SMS med GPS-position
- Färgskärm-stor text
- Stora knappar
- Högt ljud - även högtalare
- Laddare/laddställ ingår
- Mått: 127 x 57 x 15 mm

Artnr 2110 Pris: 1895:-

Kontantkort kan användas



Nytt! Prata samt använda SMS



Doro 5031

- Enkel att använda
- Stora knappar, 2 snabbval
- Färgskärm, 28 x 35 mm
- SMS, egen knapp
- Headset, laddare/ laddställ, USB-kabel ingår
- Högtalartelefon. Hörslinga
- Ringsignal >83 dB,
- Telefonbok, 100 nummer
- Mått: 117 x 53 x 14 mm

Ersätter Doro 507S som utgått
Artnr 2165 Pris: 895:-

Kontantkort kan användas

Nytt! Vikbar mobil med kamera



Doro 6031

- Enkel att använda - röd/vit
- Stora knappar, 2 snabbval
- Kamera och bildvisare
- Färgskärm, 49 x 36 mm
- SMS, egen knapp, MMS
- Headset, laddställ ingår
- Högtalartelefon
- Ringsignal >83 dB,
- Telefonbok, 100 nummer
- Mått: 100 x 53 x 18 mm

Artnr 2169 Pris: 995:-

Kontantkort kan användas

Nytt! Mobilen som bordstelefon



- Mått: 230x183x59 mm
- Vikt 680 gram

Huawei Nordic F617

- GSM/3G. Svart skal. Även högtalande
- Belyst, monokrom skärm, 58x30 mm
- Stora knappar 20x10 mm. Knapplös
- 6 snabbvalsknappar. Nummerpresentatör
- Bara prata och skicka/ta emot SMS
- Svenska menyer & BRUX
- Laddare och batteri ingår

Artnr 2168 Pris: 1695:-

Kontantkort kan användas

Telefoner för vanliga (analog) telenätet **ELLER** telefonuttaget på bredbandsmodem! (med tilläggsabonnemang)



Nytt! Geomarc Photophone 100

- Stora knappar i tangentbordet
- 11 snabbvalsknappar varav 8 med bilder för egeninlagda telefonnummer
- Steglöst reglerbar lurvolym. Tonkontroll
- Extra förstärkning +30dB
- Högtalartelefon med separat reglerbar volym
- Synlig ringindikator och reglerbar ringsignal
- Hörslinga T3/M3. Kan väggmonteras

Artnr 2205 Pris: 995:-

Prisbelönad för sin design!



Doro MemoryPlus 319i ph

- Mycket enkel att använda
- Konkava knappar
- 4 snabbval med bilder
- Behaglig, stor, lätt och greppvänlig telefonlur
- Kraftig, reglerbar lurvolym +35 dB
- Hörslinga T3/M3
- Synlig ringindikator/ justerbar ringsignal >91 dB
- Knappsatslock ingår

Artnr 2124 Pris: 995:-

Nytt! Geomarc PhotoDECT



Doro PhoneEasy 100w

- Trådlös DECT-telefon
- Lättläst, stor skärm med stora tecken
- Högtalartelefon
- 2 snabbvalsknappar. 9 kortnummer
- Kraftig, reglerbar lurvolym +30 dB
- Hörslinga T3/M3
- Synlig ringind./justerbar ringsignal >83 dB

Artnr 2133 Pris: 695:-



Doro PhoneEasy 311c

- Enkel att använda- stora knappar
- 3 snabbvalsknappar 10 kortnummer
- Steglöst reglerbar lurvolym
- Hörslinga T3/M3
- Synlig ringind./just ringsignal >83 dB

Artnr 2122 Pris: 495:-

Doro PhoneEasy 312cs

- Enkel att använda- stor skärm
- Stora knappar. Högtalartelefon
- 3 snabbvalsknappar. Telefonbok (30)
- Steglöst reglerbar lurvolym
- Synlig ringind./just ringsignal >83 dB

Artnr 2127 Pris: 695:-

Ringsignalförstärkare - För varje ringsignal avges en kraftig ljusblinkt/tonstöt när det ringer. Enkla att installera och använda. Kan väggmonteras eller placeras på bord.

Nytt! Geomarc Amplicall 10

- Ansluts med en kabel (medföljer) mellan telefon och telenätet
- Välj ljusblinkt eller tonstöt eller båda två samt avstängd
- Volym- och tonkontroll för ljudet

Artnr 2152 Pris: 695:-



Doro Ring Plus

- Ringsignalen detekteras med en mikrofon
- Välj ljusblinkt eller tonstöt eller båda två samt avstängd
- För telefoner som kan placeras på bord.

Artnr 2151 Pris: 820:-



Rehabmodul AB

Astrakängatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 Mobil: 0708-35 88 91
info@rehabmodul.se www.rehabmodul.se



Vi har även en liten butik på
Astrakängatan 151,
Hässelby Gärd (Stockholm).
Öppet vardagar kl. 10-16.
* Endast kontant- inte kort! *

©:05/2017, Rehabmodul AB, Stoc

Enkel och lättanvänd TV-fjärrkontroll

Doro Handle- Easy 321rc

- Mycket enkel att programmera och använda - bara den här behövs dagligen!
- För TV, digitalbox, stereo, mm
- 7 funktioner kan läggas in från ordinarie fjärrkontroller - t ex TV's AV/PÅ, volym UPP/NED och kanalvalen i t ex digitalboxen, etc.

Artnr 4301

Pris: 450:-



Kalenderur - radiostyrd = Alltid rätt tid!



Nytt!

geemarc

Geemarc kalenderur VSO10

Praktisk produkt
för att hålla reda
på tid, veckodag,
datum och år

- Digitalt, radiostyrt (alltid exakt tid) kalenderur för personer som har svårt att hålla reda på tid och veckodag, pga exempelvis demensproblem, mfl.
- Svensk text. Tid visas med 56 mm stora siffror. Övrig text - 17 mm
- Kan väggmonteras eller placeras på bord
- Mått: 280 x 190 x 27 mm (ungefär som detta papper). Vikt: C:a 630 gram
- Strömförsörjning: 2 x LR6 (AA) batterier (medföljer)

Artnr 3807 Pris: 895:-

Talande armbandsklockor



Nytt! Armbandsklocka DIANA I DIANA kan du välja mellan att läsa ut tiden analogt eller digitalt.

- Svenskt tal och analog urtavla
- Tryck på - knappen för att läsa ut!
- Fast volym
- 2 boettstorlekar, 37 mm och 33 mm
- I DIANA finns även valbart språken: norska, danska, finska och polska.

Artnr 3833, 37 mm Pris: 1195:-

Artnr 3834, 33 mm Pris: 1195:-

Analogt:

Måndag,
tolv minuter
över tio på
förmiddagen

Digitalt:

Måndag,
tio och tolv



Armbandsklocka SVEA I SVEA kan du välja mellan att läsa ut tiden analogt eller digitalt.

- Svenskt tal och analog urtavla
- Tryck på - knappen för att läsa ut!
- Fast volym
- 2 boettstorlekar, 30 mm och 25 mm

Artnr 3838, 30 mm Pris: 995:-

Artnr 3839, 25 mm Pris: 995:-

Analogt:

Klockan är
tolv minuter
över tio på
förmiddagen

Digitalt:

Klockan är
tio och tolv

Behov och möjligheter varierar med ålder och kognitiva förutsättningar. Ofta problem med små tecken, försämrad hörsel, syn/finmotorik (hantering). För andra tillkommer större problem - starkt nedsatt syn/ blindhet, hörsel, minnes-/demensproblem, mm. Kommunikationshjälpmedel för äldre bekostas oftast inte alls av landsting och kommuner. Politikerna har beslutat om ett egenvårdsansvar och ska därför betalas av användaren. Beroende på policy i varje kommun/landsting kan undantag göras.

Främst anhöriga har dock svårt att hitta inköpsställen. Vi har en del produkter! Titta gärna igenom broschyren! Kontakta oss om du vill köpa, har frågor eller vill ha mer information!

Rehabmodul AB

25% moms ingår i priserna i denna broschyr

Frakt (och postförskottsavgift 80:-, vid order under 1500:-) tillkommer.

Vid förskottsbetalning - ingen pf-avgift, spara 80:- Se BUTIKEN!

Produkterna kan köpas i vår nätbutik på hemsidan!

Butiken

www.rehabmodul.se/butiken/index.html

Konsumentköplagen gäller för distansköp.

Leveranstid är normalt
2 - 10 arbetsdagar.
2 års garanti för
fabrikationsfel.

Talande fickur



Nytt! Fickur MyTime

- Svenskt tal - analog/digital tidsangivelse. Mycket enkel att använda - endast en knapp!
- Tryck på den stora knappen för att läsa ut tid och dag samt om det är morgon, dag, kväll eller natt!
- Kan kontaktstyras. Även magnetfäste
- Reglerbar volym, som kan sättas mycket högt

Artnr 3830 Pris: 2870:-

MyTime (analogt): Tjugotvå minuter över åtta tisdag morgon.
MyTime (digitalt): Klockan är tio och tolv, tisdag



Fickur KLARA

- Svenskt tal - analog tidsangivelse
- Enkel att använda - endast en knapp!
- Tryck på den stora knappen för att läsa ut tid och dag samt om det är morgon, dag, kväll eller natt!
- Reglerbar volym, som kan sättas mycket högt

Artnr 3831 Pris: 2870:-

T ex säger KLARA (analogt):

Klockan är tjugotvå minuter över åtta tisdag morgon

Tidstödshjälpmedel



Time Cue

Enkel att använda. Ett eget inspelat (10 sek.) meddelande läses ut vid en förinställd tid. Bildficka: 74 x 55 mm.
Artnr 3803 Pris: 175:-



Larmklockan IC II

Kan larma upp till 12 tidpunkter/dygn, t ex för medicinering, aktiviteter, mm Larmar med ställbart pip ljud eller diskret vibration. Bältesclip ingår. Litet format. Artnr 3804 Pris: 695:-



Lasse Lindberg

Grundare och VD sedan start!

Numera pensionär och jobbar vidare.

Medlem i SPF Seniorerna

www.rehabmodul.se

