


# WiViK2-SWE "På-skärmen-tangentbord" för alla med PC datorer och Windows 95/98/ME



WiViK2-SWE är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

WiViK2-SWE - ett program för alla brukare av pekdon - för val av tecken direkt på skärmen utan att använda vanliga tangentbordet!



- När du ska använda ett "på-skärmen-tangentbord" - som WiViK i Windows XP Home/Pro, ska du hellre välja WiViK3!
- Se även vår hemsida eller kontakta oss!
- Du kan ladda ner en demo av WiViK3 från vår hemsida!



WiViK2-SWE - "På-skärmen-tangentbord" är utformad i tre moduler för att skriva med mus/musersättare, använda ordprediktion och förkortningsexpansion (REP) och använda scanning. Flera svenska tangentbord ingår. Talsyntesstöd saknas. För att få talsyntesstöd, måste du dock välja **WiViK3**. Se vår hemsida för mer information!

- WiViK2-SWE, version 2.5, kan köras i Windows 3.1, 95, 98 och ME. Denna version introducerades 1998.
- Efter komplettering - med en gratis NT4-patch - kan WiViK2-SWE även köras i Windows NT, 2000 och XP Home/Pro (med ganska bra resultat). *WiViK2-SWE är dock inte gjord för Windows XP - begränsningar finns.*
- Du kan skriva fortare och med mindre ansträngning, när du använder WiViK2-SWE med ordprediktion.
- WiViK2-SWE är på svenska och med en lättläst svensk bruksanvisning.
- **WiViK2-SWE är ett mycket stabilt program.**
- För att välja tecken kan du använda pekskärm. Du kan även använda n-ABLER Trackball alt. Joystick, Optimax, Optima, Optima Joystick eller huvudmusen Tracker PRO. Naturligtvis även andra alternativa möss. En modul för scannande val finns att komplettera med. Manöverkontakter ansluts då via seriella eller parallella dataporten.
- WiViK2-SWE är mycket enkel att installera och använda! Ett/flera tangentbord kan anpassas till de egna behoven.


## PRODUKTER

## Artikelnummer

WIVIK2-SWE, 1 installation 6611  
WIVIK2 REP-SWE, ordprediktion, 1 inst 6614  
WIVIK2 SCMOD-SWE, scanningmodul, 1 inst 6641  
Se prislistan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)) för aktuellt pris!

Gratis 30 dagars demo!  
Ladda ner från vår hemsida!  
Det är enkelt att använda  
WiViK2-SWE!

ISO 22 36 12



Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby  
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99  
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se  
Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



Handla även direkt på webben!  
Besök [Butiken](http://Butiken) på  
[www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm